

LC-MS/MS液质联用法 检测人血浆脂溶性维生素



上海谱芬生物科技有限公司



一、脂溶性维生素临床意义

脂溶性维生素包括维生素A,维生素E,维生素D和维生素K,在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用。合理的维生素水平对维持人体健康十分重要,准确测定人体中脂溶性维生素的含量,可以指导人们科学合理的补充维生素,预防疾病,保持健康活力,提高生活质量。

表1脂溶性维生素体内生理意义和病理相关症状

	T		T		
维生素名称	生理意义	体内浓度范围	缺乏症状	过多症状	主要来源
维生素 A	维持视力及皮肤功能、骨		夜盲症、干眼病、皮肤	恶心、头痛、易	鱼、鱼肝油、
	骼生长、生育和胚胎发育		干燥粗糙、胎儿畸形	激动、乏力等	蛋类、牛奶等
	具有重要作用,还具有增			117	
	强免疫的功能				
25 羟维生素	与人体钙、磷代谢和骨骼		儿童佝偻病、成年软骨	骨骼钙化、食欲	
D2	钙化密切相关;与糖尿		症、骨质疏松	降低、恶心呕吐	
25 羟维生素	病、自身免疫性疾病,心				
D3	血管疾病,癌症(乳腺		X/A		
	癌、结肠癌和前列腺癌)				
	发生也可能有关		V. IX *		
维生素 E	提高生育能力、延缓衰		生殖障碍、白内障、视	恶心呕吐、头	人体皮肤紫外
	老,改善血液循环、促进		网膜炎 贫血症	痛、血压升高、	照射下合成
	伤口愈合和预防近视等			口角炎	
维生素 K	参与凝血因子的合成和骨		凝血功能障碍、新生儿	肝功损伤、血红	
	骼中钙磷代谢	X	出血等	蛋白尿、溶血性	
				贫血	

二、脂溶性维生素化合物基本信息

上海谱芬生物科技有限公司 TEL:13636535930



图 1 脂溶性维生素化学结构式

表 2 脂溶性维生素化合物基本信息

中文名	英文名	化学式	精确分子量	LogP	稳定性
维生素 A	Vitamin A	C20H30O	286.22 Da	6.84	相对稳定,但对光和空气
(视黄醇)	(VA)				敏感,遇强酸和强氧化剂
					不稳定;溶解于乙醇、甲
					醇、三氯甲烷、乙醚等
25-羟维生素 D2	25-Hydroxyvitamin D2	C28H44O2	412.33 Da	7.56	
(25-羟麦角甾醇)	(25-OHVD2, Ercalcidiol)				
25-羟维生素 D3	25-Hydroxyvitamin D3	C27H44O2	400.33 Da	7.53	溶于三氯甲烷、甲醇、乙
(骨化二醇)	(25-OHVD3, Calcifediol)				醇,40mg/ml 水中
维生素 E	Vitamin E	C29H50O2	430.38 Da	11.90	易燃,可能对光和空气敏
(生育酚)	(VE, α-tocopherol)				感, 遇强氧化剂不稳定
维生素 K	Vitamin K1	C31H46O2	450.34 Da	12.25	
(叶绿醌)	(VK1, Phylloquinone)			(T)	

三、LC-MS/MS 液质联用检测方法

1、仪器设备及试剂耗材

仪器设备: SCIEX 4500MD 等(灵敏度相当或更高的串联四极杆质谱仪均可适用)。

色谱柱: Kinetex C18 50 x 3.0 mm, 2.6 μm;

试剂:甲醇、乙腈、水、甲酸、正己烷(所有试剂均为色谱纯以上);空白替代基质血浆或血清; 质控品(可在方法开发完成并通过性能验证后再选择配备);

标品及内标: 维生素 A、25-羟基维生素 D2、25-羟基维生素 D3、维生素 E、维生素 K1 及同位素内标物 维生素 A-d6、25-羟基维生素 D2-d6、25-羟基维生素 D3-d6、维生素 E-d6、维生素 K1-d7。

2、样品前处理

样品经过蛋白沉淀后进行液液萃取,取上清后氮吹复容。

5、仪器参数条件

1) 色谱条件

色谱柱: Kinetex C18 50 x 3.0 mm, 2.6 μm

上海谱芬生物科技有限公司 TEL: 13636535930



水相/A相:水(含0.1%甲酸, v/v)

有机相/B相: 甲醇(含0.1%甲酸, v/v)

柱温: 40 摄氏度

进样量: 20ul

2) 质谱条件

表 3 脂溶性维生素及其内标 MRM 离子对监测通道参数

	700	74 TO 12 TO 2 TO 1	C / (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 2 2 3 4 2		
Q1	Q3		DP	EP	CE	CXP
(Da)	(Da)	ID	(Volts)	(Volts)	(Volts)	(Volts)
395.4	269.1	250HD2-1	50	10	23	14
395.4	209.1	250HD2-2	50	10	(133 1	11
383.4	257.3	250HD3-1	70	10	23	13
383.4	229.4	250HD3-2	70	10	25	11
451.4	187.1	VK1-1	60	10	30	10
451.4	199	VK1-2	60	10	34	12
269.2	93.1	VA-1	40	10	25	7
269.2	119.1	VA-2	40	10	23	9
431.3	165.2	VE-1	40	10	70	10
431.3	137	VE-2	40	10	58	9
389.3	263	Vd3-d6	70	10	23	13
401.4	269	Vd2-d6	76	10	28	14
275.2	96.1	VA-d6	40	10	25	7
437.3	171.2	VE-d6	40	10	25	10
458.4	194.1	VK1-d7	60	10	31	13
				-		

注,1-完量离子对,2-完性离子对

6、结果

1) 标准曲线方程及线性

采用以上前处理和仪器方法,得到的标准曲线回归方程见表 6.

表 6 线性回归方程

化合物	回归方程	权重	相关系数r	线性范围



维生素A	Y=0.0069X+0.00565	1/x2	0.9981	10~2000ng/mL
25-羟基维生素D2	Y=0.0228X-0.000123	1/x2	0.9975	0.5~20ng/mL
25-羟基维生素D3	Y=0.0676X+0.00685	1/x2	0.9969	0.5~100 ng/mL
维生素E	Y=0.295X+0.0187	1/x2	0.9945	0.2~40ug/mL
维生素K1	Y=0.23X+0.0754	1/x2	0.9955	0.1~20ng/mL

2) 实验谱图见图 2 和图 3 所示 3.0e5 2.5e5 2.0e5 25OHVD3 1.5e5 1.0e5 250HVD2 5.0e4 0.0 6.0 7.8e6 7.0e6 VE 6.0e6 3.0e6 2.0e6 1.0e6 0.0 0.5 4.0 5.0 6.0 Time, min 标准曲线样离子流色谱图






图 3 实际血液样本离子流色

7、特别声明

本试验是在特定的实验环境下进行的,由于不同实验室条件和环境差异大,且实验效果受仪器厂家、 仪器型号、仪器状态、试剂、实验操作人员操作手 多种因素影响。因此,不同实验室实验结果有差 异性也属正常现象,以上检测方法仅供分析实验室 【员参考,不能保证方法重现。实验室操作人员可根 据自身情况进行方法优化调整, 以期达到较理想的分析效果。同时有条件的实验室亦可引入商品化质控 来验证自己的实验方案。

注: 以上内容仅供和 不可用于临床诊断依据。





96 孔固相萃取仪 (负压萃取装置) 96 孔固相萃取板



96 孔样品收集板

96 孔板封膜

相关前处理设备和试剂耗材信息

名称	规格	货号
96 孔样品收集板	1.0ml	CMS-D-96WP-RU-V1.0
96 孔板封膜	100/张	CMS-D-96WC-ALF
色谱柱	Kinetex C18 50 x 3.0 mm, 2.6 μm	
质控品	5*1, 5*1,2*5*1	CMS-CH0036/ CH0037/
		CH0032
校准品	5*1	CMS-CH34004
空白替代基质	100ml/300ml/1L	CMS-G-MSG1500/ CMS-
(祛除维生素 A、维生		G-MSG1000 /CMS-G
素D、维生素E、维生		MSG1600 /CMS-G
素 K)		MSG1700
甲酸		

上海谱芬生物科技有限公司 TEL: 13636535930



维生素 A	25mg/100mg/250mg/500mg/1g/10g	CMS-TRR252000
25-羟基维生素 D2	250ug/500ug/1mg/2mg/5mg/10mg	CMSTR-TRH995820
25-羟基维生素 D3	1mg/5mg/10mg/25mg/100mg/250mg	CMS-TRC125700
维生素E	1g/5g/10g	CMS-TRT526125
维生素 K1	10mg/100mg/1g/5g/10g	CMS-TRV676080
维生素 A 醋酸盐-d6	10mg	CMS-DLM-3828
25-羟基维生素 D2-d6	50ug/ml; 100ug/ml; 250ug/ml	CMS-A00014-d6
25-羟基维生素 D3-d6	50ug/ml; 100ug/ml; 250ug/ml	CMS-A00016-d6
维生素 E-d6	50ug/ml; 100ug/ml; 250ug/m	CMS-A00019
维生素 K1-d7	50ug/ml; 100ug/ml; 250ug/m	CMS-A00021
96位氮吹仪		CMS-2000